

# VacuHandControl

## VHC<sup>pro</sup>

[Link zur Webseite](#)



### Produktbeschreibung

Der VHC<sup>pro</sup> ist ein ergonomisch geformter, leichter Absaughandgriff, der bei 121°C vollständig autoklavierbar ist. Er wird komplett geliefert mit durchgängigem 2,5m langem Saugschlauch, Adapter für Mess-, Aspirations- und Pasteurpipetten, Adapter für Pipettenspitzen, einem Wandhalter als Parkposition um die Arbeitsfläche freizuhalten und selbstklebenden Schlauchschellen zur einfachen Verlegung des Saugschlauchs. Die Mechanik des VHC<sup>pro</sup> kommt aufgrund des durchgehenden Medienschlauchs nicht mit kontaminierten Flüssigkeiten in Verbindung und ermöglicht zuverlässig leckagefreies Arbeiten.

### Leistungsmerkmale

- Leicht und ergonomisch für angenehme Handhabung
- Einstellung Dauersaugen für größere Flüssigkeitsmengen
- durchgehender Medienschlauch für leckagefreies Arbeiten
- autoklavierbar bei 121 °C und 2 bar

## Bestelldaten

Produktbezeichnung	Netzspannung   Netzfrequenz	Stecker	Artikelnr.
VHC <sup>pro</sup>			20688061

## Lieferumfang

Ergonomisch geformter Absaughandgriff mit Pipettenaufnahme und Adapter für verschiedene Pipetten und Spitzen, Bedienhebel für manuelles Absaugen und Drehknopf für Permanent-SaugEinstellung, mit 2.5 m Saugschlauch.

## Zubehör

## Technische Daten

Zulässige Umgebungstemperatur (Betrieb)	10 - 40 °C
Zulässige Umgebungstemperatur (Lagerung)	-10 - 60 °C
Max. Auslassdruck absolut	1.1 bar
Anschluss saugseitig	Absaughandgriff
Anschluss druckseitig	--
IP-Schutzart nach IEC 60529	IP 20
NRTL Zertifizierung	Nein

Produktbild und Maßblatt



VACUUBRAND GMBH + CO KG  
Postfach 1664  
97877 Wertheim  
T +49 9342 808 5550  
F +49 9342 808 5555

info@vacuubrand.com  
www.vacuubrand.com

**VACUUBRAND®**

VACUUBRAND ist Teil der Brand Gruppe, die mit ca. 1.000 Mitarbeitern weltweit hochwertige und innovative Laborgeräte, Vakuumpumpen und -systeme entwickelt, produziert und vertreibt.

Mit hoch motivierten und qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fertigen wir weltweit die umfassendste Produktfamilie zur Vakuumerzeugung, -messung und -regelung für den Grob- und Feinvakuumbereich im Labor.

#### **Alles mit einem Ziel:**

Ihre Prozesse im Labor und in der Technik zuverlässig, sicher und effizient zu machen. Deshalb verpflichten wir uns zu kontinuierlicher Innovation, erstklassiger Performance und herausragender Qualität.

Bestes Engineering ist der Schlüssel zu Produkten und Lösungen, die für Qualität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit bekannt sind. Innovative Technologie, hochwertige Materialien und umfangreiche Tests sorgen dabei für einzigartige Leistung – entwickelt und produziert in Deutschland.

Gemeinsam mit Ihnen finden unsere Experten die beste Lösung für Ihre Anwendung und begleiten Sie mit erstklassigem Service.

BRAND (Shanghai) Trading Co., Ltd.  
Shanghai, China

T +86 21 6422 2318  
info@brand.com.cn  
china.brand.com.cn

BRAND Scientific Equipment Pvt. Ltd.  
Mumbai, India

T +91 22 42957790  
customersupport@brand.co.in  
www.brand.co.in

BRANDTECH® Scientific, Inc.  
Essex, CT. United States of America

T +1 860 767 2562  
info@brandtech.com  
www.brandtech.com